

CULTURA DE FEZES

1. Para a obtenção da amostra, coletar as fezes inicialmente em um recipiente limpo e seco.
2. Não coletar do vaso sanitário e não misturar com urina.
3. Abrir o invólucro do kit e retirar o cotonete.
4. Retirar o cotonete das fezes e abrir a tampa do tubo com conservante.
5. Introduzir o cotonete no interior do tubo, mergulhando-o no gel.
6. Vedar adequadamente o tubo, empurrando a tampa do cotonete contra a abertura do tubo.
7. Identificar o material com nome, data e horário de coleta.
8. O material deverá ser mantido no refrigerador (não congelar) e encaminhar ao laboratório no prazo máximo de 12 horas após a coleta.

ATENÇÃO

As orientações sobre preparo para exames são revisadas periodicamente.

Caso seu exame não seja realizado no prazo de até 60 dias após a retirada das orientações, entre em contato com a Central de Atendimento, para informar-se sobre a ocorrência de alguma modificação no procedimento.

OBSERVAÇÕES

- Estas instruções são válidas para fezes sólidas, pastosas e líquidas.
- Procurar coletar, como amostra, porções alteradas contendo muco, sangue ou pus, quando presentes.
- Para exame Parasitológico, as amostras de fezes devem ser coletadas separadamente, conforme instruções específicas.



www.cientificalab.com.br

Empresa do Grupo



Excelência em Medicina Diagnóstica ao Alcance de Todos



CULTURA DE FEZES

Culturafezes_V01_DASA